




ЦИФРОВОЙ ФЛЮОРОГРАФ ДЛЯ СКРИНИНГА

серия ПРОСКАН



ЦИФРОВЫЕ ФЛЮОРОГРАФЫ СЕРИИ ПРОСКАН



ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ФЛЮОРОГРАФИИ

Флюорографы серии **ПроСкан** являются лучшим решением для проведения малодозового профилактического обследования органов грудной клетки пациента в положении стоя в прямой и боковой проекциях, обеспечивая цифровую регистрацию изображения.

Главными достоинствами этих аппаратов являются: низкая доза облучения пациента при обследовании, мгновенное получение снимка высокого качества, гарантия надёжности работы аппарата.

Линейный кремниевый детектор не требует периодического обслуживания.

Рентгенозащитная кабина из современных композитных материалов с моторизированной дверью и подъёмником для пациентов позволяет устанавливать аппарат без специальной рентгенозащиты кабинета и многократно снижает дозовую нагрузку на персонал.

ПроСкан по праву занимает лидирующую позицию на российском рынке.

ПроСкан-2000

Пространственное разрешение
2,2 пары линий/мм

Контрастная чувствительность 1%
при дозе на кадр в плоскости
приёмника изображения 200 мкР

ПроСкан-7000

Пространственное разрешение
3,1 пары линий/мм

Контрастная чувствительность 1%
при дозе на кадр в плоскости
приёмника изображения 250 мкР

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА «ПРОСКАН»




Функция диагностики атерокальциноза сонных артерий

Эта функция позволит провести профилактику ишемического инсульта головного мозга, который в большинстве случаев (80%) обусловлен атеросклерозом внекраниальных сосудов.

Обнаружение теней кальциевой плотности в проекции сонных артерий облегчается благодаря применению аппаратно-программного комплекса по диагностике атерокальциноза сонных артерий.



Функция расчета кардиоторакального индекса

Выявление расширения сердца производится автоматически (без участия врача) при анализе цифровых флюорограмм грудного отдела позвоночника, что позволяет формировать группу риска по заболеваниям сердца, которые сопровождаются его расширением. Врач может корректировать измерения, пользуясь ручной подстройкой во время просмотра снимка.




Функция скрининг-теста на остеопороз


Выявление группы риска по остеопорозу и переломам костей особенно актуально в пожилом возрасте. Методика позволяет сформировать поток пациентов для дообследования при помощи двухэнергетической рентгеновской остеоденситометрии, в результате которой пациенты могут получить соответствующее лечение остеопороза и наблюдаться в динамике.



Инверсия и псевдоцвета




2D профиль



Оптимизация изображения

Одним из преимуществ цифровых рентгенограмм над плёночными является возможность получить на одном снимке качественное изображение как объектов высокой плотности, так и низкой.

Например, оценить кости и тени на фоне тени сердца и одновременно лёгочный рисунок, мелкие очаги низкой плотности на фоне лимфангита, не выполняя два снимка в двух режимах. Но это требует от врача произвести соответствующую цифровую обработку снимка. Можно все ускорить и упростить, применяя просмотр всего динамического диапазона яркостей снимка.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ЦИФРОВЫХ ФЛЮОРОГРАФОВ

Флюорографические аппараты нашего производства имеют широкий диапазон конфигураций.

Опираясь на потребности ЛПУ, мы разработали широкий ряд цифровых аппаратов: флюорографы открытого типа на основе одного или двух штативов и закрытого типа с рентгенозащитной кабиной.

Все аппараты оборудованы высококачественными детекторами рентгеновского излучения, обладающими высокой разрешающей способностью.



3D тур

Передвижной кабинет цифровой флюорографии на базе автомобильного шасси или прицепа

Оснащается флюорографическими аппаратами с рентгенозащитной кабиной ПроСкан или ПроМатрикс



ПроМатрикс



Серия флюорографов Флюоро-ПроГраф-РП

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, технические характеристики и внешний вид оборудования. Продукция зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ПроСкан —
лучший флюорограф
для скрининга

НПАО «АМИКО»
а/я 22, Москва, 117556
тел.: +7 495 742-41-60
info@amico.ru



www.amico.ru

Современный цифровой флюорограф — это не только прибор для скрининга заболеваний легких. Разработанное нашими специалистами программное обеспечение «ПроСкан» позволяет получить дополнительные диагностические данные за счет специальных программных средств.

© НПАО «АМИКО», 2024. Все права защищены.

СЕН-2024