

ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ!



NewTom
Cone Beam 3D Imaging

NEWTOM VGI EVO

NewTom VGi evo — воплощает ваши желания и представления о современном оборудовании. Функции, ранее представленные в разных аппаратах, соединились в одном. Один детектор — три аппарата!

Ультрасовременный, ультрамодный, ультратехнологичный

Самый большой плоскопанельный детектор, встречающийся на рынке стоматологии, совершает переворот в диагностике. **VGi evo** позволяет проводить панорамные, цефалометрические, конусно-лучевые 3D исследования и исследования в динамике.

Интуитивно понятный дисплей. Комфорт пациента при проведении исследования.

Аппарат станет жемчужиной вашей клиники.



SafeBeam — технология автоматической подстройки лучевой нагрузки в зависимости от размера области сканирования.



Технические характеристики

Излучатель	Рентгеновская трубка с вращающимся анодом, 0.3 мм размер фокального пятна			
Стандартное время сканирования	18 с			
Время экспозиции	1.8–4.3 с			
Детектор	Плоская панель на основе аморфного кремния			
FOV (см)	Стандарт	Высокое разрешение	ECO	Boosted
24x19	•		•	•
16x16	•		•	•
15x12	•		•	•
15x5	•	•	•	•
12x8	•	•	•	•
10x10	•	•	•	•
8x8	•	•	•	•
8x5	•	•	•	•
5x5	•	•	•	•
Размер воксела	От 100 мкм			
Расположение пациента	Сидя/стоя			
Вес аппарата	Сканер: 377 кг. Блок управления: 95 кг			



Технология **ECO Scan** — это менее 2 с экспозиции для проведения стандартного исследования!

